

茶箱を外装とした

検体の返送方法につきまして

- ①本紙を印刷の上、下記の差し出し人欄にご住所とお名前をご記入いただき、**外枠線で切り取り茶箱の表面に貼付**ください。
- ②茶箱に隙間がないよう、3辺をお手持ちのテープ等で**密閉**してください。
- ③以下いずれかの方法でご返送ください。

・**着払い伝票(伝票)**での返送

裏面にゆうパックの着払い伝票を貼り、窓口差し出しにてご返送ください。

・**切手**での返送（ポスト投函）

ポスト投函での返送をご希望の場合は、大変恐縮ですが切手をご用意いただきご返送ください。430円(速達料金290円込み)で速達をご利用いただけます。

荷受人: TO
〒150-0021
東京都渋谷区恵比寿西1-1-2
しんみつビル5F
東京TMSクリニック
※電話番号は不要です

差し出し人: FROM
〒

品名: GOODS

コロナ検体<不活化済み>、三重梱包済み

UN3373

**BIOLOGICAL SUBSTANCE,
CATEGORY B**