


検体の返送方法につきまして

この度は検体の返送につきましてご迷惑をおかけしておりますこと心よりお詫び申し上げます。度重なる変更で恐縮ですが、お手持ちの茶箱を外装とした郵送に日本郵政の認可がおりましたのでご案内させていただきます。

※6月2日現在、レターパックが外装ですと返送することはできません。ただいまレターパックを外装として送付ができるように日本郵政と調整中でございます。

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

荷受人: TO 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西1-1-2 しんみつビル5F 東京TMSクリニック ※電話番号は不要です	
差し出し人: FROM 〒	
品名: GOODS コロナ検体<不活化済み>、三重梱包済み	
Biological Substance Category B	

- ①本紙を印刷の上、上記の差し出し人欄にご住所とお名前をご記入いただき、**枠線で切り取り茶箱の表面に貼付**ください。
- ②茶箱に隙間がないよう、4辺をお手持ちのテープ等で**密閉**してください。
- ③以下いずれかの方法でご返送ください。

・ **着払い伝票(伝票)**での返送

裏面にゆうパックの着払い伝票を貼り、窓口差し出しにてご返送ください。

・ **切手**での返送 (ポスト投函)

ポスト投函での返送をご希望の場合は、大変恐縮ですが切手をご用意いただきご返送ください。430円(速達料金290円込み)で速達をご利用いただけます。